

Ortoza e abduksionit të këmbës për trajtimin vijues të një këmbë idiopatike të deformuar si pjesë e terapisë Ponseti.  
Kohëzgjatja e rekomanduar e trajtimit: nga koha e heqjes së fundit të gipsit deri në 4./5. Mosha e fëmijës.



### **Volumi i dorëzimit:**

Këpucët blu ALFA-Flex ose COMFOOT/ mbajtëset e këmbës  
Çelës heksagon 4/5 mm, çelës Torx TX10/20  
Shina ECO-Brace Light e abduksionit të këmbës

### **Informacione të rëndësishme:**

**Shina:** Për përdorim për një terapi që zgjat maksimumi 5 vite.

**Jetëgjatësia totale:** 8 vjet. **Këpuca:** Jetëgjatësia 8 vjet  
Viti i prodhimit mund të gjendet në dy shifrat e para të numrit të serisë.


**Magazini:** pa ngricë, mbrojtje nga drita, me lagështi mesatarisht të lartë

**Pastrimi:** pastroni vetëm me një leckë të lagur, mos përdorni lëndë gërryese pastrimi!



### **Rregullimi i gjatësisë së shinës:**

- Gjatësia ndryshon nga 200 – 290 mm
- Lironi 2 vidha lart dhe poshtë rretës së shinës (Çelës Torx TX20)
- Caktoni gjatësinë e shinës të paktën (!) sa gjerësia e shpatullave të fëmijës
- Shtrëngoni fort vidhën me vetë-mbyllje.



### **Regjistrimi i këndit të lëvizjes:**

- Lironi vidhën në pjesën e poshtme me 1/4 e rrotullimit (çelës heksagon 4mm).
- Ktheni gradualisht pllakën blu të montimit të këpucës për nga jashtë dhe lëreni të zërë vend vetë në numrin e duhur të gradëve (lexohet në dritaret e shikimit) (Ponseti rekomandon 70° për një këmbë të deformuar, 40° për një këmbë të shëndetshme).
- Shtrëngoni fort vidhën me vetë-mbyllje.

### **Veshja e këpucëve dhe shinës:**

- Vendosni këmbën në këpucë në mënyrë që thembra të jetë plotësisht e shtyrë mbrapa dhe poshtë – kontrolloni cepin e thembrës
- Së pari mbyllni rripin e mesit dhe shtrëngojeni (mbani thembrën në pozicionin e saktë), vendosni rripat e tjerë lirshëm.
- Vendosni këpucën lart mbi mbylljen me kërcitje dhe shtyni shinën pas drejt thembrës derisa vidha të zërë vend. Për **të liruar** shinën, tërhiqni vidhën, shtyni shinën në drejtim të majave të gishtave të këmbës derisa të ndalojë dhe ngrijeni.

**Këpucët nuk janë të përshtatshme për ecje! Rrezik rrëshqitjeje!**