



**semeda**<sup>®</sup>

ORTHOPAEDIC PRODUCTS

*... step by step forward*



LT

# ECO-Brace Light

abdukcinis pėdos ortezas

## Naudojimo instrukcija



11 3228-001

Sameda GmbH  
Am Petersberg 36  
29389 Bad Bodenteich



# Turinys

<b>1. Informacija apie gaminius</b> .....	<b>3</b>
1.1 Rizikos ir saugos frazės.....	3
1.2 „ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos ortezas.....	5
1.2.1 Naudojimas pagal paskirtį.....	5
1.2.2 Veikimo būdas .....	5
1.2.3 Pėdos laikiklis .....	5
1.2.4 „ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos įtvaras .....	5
1.3 Priedai.....	6
1.3.1 ALFA minkšta kulno pagalvėlė.....	6
1.3.2 „ALFA-Flex“ plokštelės padams.....	6
<b>2. Naudojimas</b> .....	<b>7</b>
2.1 Ortezų uždėjimas .....	7
2.2 Paraudimai ir įspaudimo vietos.....	8
2.3 Pėdų prakaitavimas ir drėgmė .....	8
2.4 Drabužiai.....	8
2.5 Įtvarų suregulavimas.....	8
2.6 „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos ortezo valymas .....	8
2.7 Žinomas nepageidaujamas poveikis ir kontraindikacijos naudojant „ECO-Brace Light“ indukcinį pėdos ortezą.....	8
2.8 „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos ortezo pritaikymas.....	9
2.9 Apmokymai arba specifinės gaminio naudotojo kvalifikacijos .....	9
2.10 Naudojimo nutraukimas .....	9
2.11 Pranešimas apie rimtus incidentus .....	9
<b>3. Adresai</b> .....	<b>9</b>
3.1 Gamintojas (pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys).....	9
<b>4. Veikimo duomenys</b> .....	<b>10</b>
4.1 Techninės „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos ortezo specifikacijos.....	10
4.1.1 Specifinės „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos įtvairo savybės.....	10
4.2 Techninės pėdos korekcinio įtaiso specifikacijos.....	11
4.2.1 Specifinės pėdos korekcinio įtaiso „ALFA-Flex“ savybės .....	11
4.2.2 Specifinės COMFOOT tvarstomų batų / pėdos korekcinį įtaisų savybės .....	12
4.3 Simbolių ir atpažinimo spalvų nustatymas.....	13
<b>5. Surinkimo instrukcijos (tik ortopedijos technikams)</b> .....	<b>14</b>
5.1 „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos ortezo surinkimo instrukcija.....	14

## SVARBU

# PRIŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYTI IŠSAUGOTI, KAD VĒLIAU BŪTŲ GALIMA PERSKAITYTI

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atsižvelkite į visus nurodymus Pasilikite naudojimo instrukciją vėlesniam naudojimui. Jei kiti asmenys naudotų šį gaminį, pateikite jam šią naudojimo instrukciją.

## 1. Informacija apie gaminius

### 1.1 Rizikos ir saugos frazės



Kiekvieną kartą uždėdami ortezą patikrinkite, ar teisingai sujungėte abdukcinį pėdos įtvarą su pėdos laikikliu.



Užtikrinkite, kad pėda tinkamai ir tvirtai laikosi pėdos korekciniam įtaise, kitaip gali atsirasti įspaudimo žymių, pūslių ir paraudimų.



Pėdos korekciniai įtaisai turi būti du kartus per dieną vėdinami 30 minučių.



Jei pėdos labai prakaituoja, kelis kartus per dieną reikia keisti kojines.



Reguliariais laiko tarpais patikrinkite, kad neatsilaisvino įtvarų varžtai.



Abdukcinį pėdos ortezą (po vieną pėdos laikiklį ir po vieną abdukcinį pėdos įtvarą) pritaikyti gali tik apmokyti darbuotojai (ortopedinės avalynės siuvėjas arba ortopedijos technikas).



**semēda**<sup>®</sup>  
ORTHOPAEDIC PRODUCTS

... *step by step forward*



Jeji „ECO-Brace Ligh“ abdukciniis pēdos ortezas būtū sugadintas, kreipkītēs j ortopedijos tehnikā arba ortopedinēs avalynēs siuvējā.



Pēdos abdukcijos jtvāru negalima daužyti j kietus daiktus (pvz., šokinējant vaikui ant grindu). Jtvaras gali sulūžiti!



Kai ortezas nenešiojamas, jis turi būtī laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Abdukcinj pēdos ortezā galima dėvēti tik su kojiniemis!



Pėdū korekcijos jtaisai nēra bēgimo bateliai ir turi būtī dėvēmi tik derinyje su jtvāru!



Nenaudokite agresyviu valymo priemoniu, nes jos gali pažeisti plastikā ir odā.



Saugū „ECO-Brace Light“ pēdos abdukcijos jtvāro surinkimā gali ir turi teisē atlikti tik ortopedinēs avalynēs siuvējas arba ortopedijos tehnikas. Savarankiškai nekeiskite ir nekoreguokite „ECO-Brace Lighte“ abdukciniio pēdos ortezo nustatymu, nes tai be kita ko gali sukelti ligos pasikartojimā! Jei turite klausimu ar problemu dėl sureguljavimo, kreipkītēs j avalynę pritaikantj ortopedinēs avalynēs siuvējā ar ortopedijos tehnikā arba j skiriantjji vaikū ortopedā. „Sameda“ neprisiima atsakomybēs uz savavališkā ir netinkamā pritaikymā!

## 1.2 „ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos ortezas

### 1.2.1 Naudojimas pagal paskirtį

„ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos ortezas naudojamas kūdikiams / labai mažiems vaikams ir vaikams su idiopatinės šleivos pėdos diagnoze pagal konservatyvų dr. Ponseti gydymo metodą.

Jis naudojamas gipsine langete atliktai pėdos korekcijai palaikyti. Jis padeda išvengti pasikartojimo (naujo pablogėjimo) ir neturi korekcinio poveikio.


Ortopedas išrašo ortezą kaip gydymo tęsimą. Ortopedui paskyrus, ortopedijos technikas (arba ortopedinės avalynės siuvėjas) pritaiko ortezą vaikams. Vaikų tėvai kasdien uždeda ortezą. Ortezas yra daugkartinio naudojimo gaminy.

### 1.2.2 Veikimo būdas

Abdukcinį pėdos ortezą sudaro „ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos įtvaras ir pėdos laikiklis.

„ECO-Brace Light“ abdukciniams pėdos įtvarui tinka trys skirtingi pėdos laikiklių modeliai:

1. „ALFA-Flex“ batai / „Henry“ pėdų laikikliai
2. „COMFOOT-Blue“ tvarstomi batai / pėdų laikikliai
3. „COMFOOT-White“ tvarstomi batai / pėdų laikikliai



### 1.2.3 Pėdos laikiklis

Atitinkamas pėdų laikiklis skirtas gydomoms vaiko pėdoms pritvirtinti. Jis prie įtvoro tvirtinamas sąsaga.


### 1.2.4 „ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos įtvaras

„ECO-Brace Light“ abdukciniame pėdos įtvare yra dvi batų įstatymo plokštelės, kurias juda abiem kryptimis, kad būtų nustatytas ortopedo nustatytas gydomasis kampas (0°–80° abdukcijos kampas). Į batų įstatymo plokštelę yra įrengta 5° dorsalinė ekstenzija.

„ECO-Brace Light“ pėdos įtvoro ilgį galima nuostoviai reguliuoti iki 30 cm pločio ir jis didėja per visą gydymo laikotarpį.

Pagrindiniai funkciniai „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos įtvoro elementai yra:

- a) 2 įtvoro svirtys
- b) 2 batų įstatymo plokštelės



2 įtvoro svirtys yra viena virš kitos ir sujungtos 2 varžtais. Keičiant įtvoro ilgį varžtai atlaisvinami pridėtais raktais, įtvoro svirtys perstumiamos iki norimo ilgio, o varžtai vėl priveržiami.

Kiekviena įtvoro svirtis baigiasi pusapvaliu galu išorinėje pusėje. Ant jų naudojant varžtą pritvirtinama po vieną batų įstatymo plokštelę. Matavimo skalė su kampų informacija nuo 0 iki 80° matoma pro gale esantį langelį, todėl batų įstatymo plokštelę galima pasukti norimu abdukcijos kampu.

Į batų įstatymo plokštelę yra įrengta 5° dorsalinė ekstenzija. Batų įstatymo plokštės viršutinėje pusėje yra 2 išdrožų kaiščiai, o apatinėje – spyruklinis fiksavimo kaištis. Jie skirti sujungti su pėdų laikikliu (žr. 2.1).



## 1.3 Priedai

### 1.3.1 ALFA minkšta kulno pagalvėlė

ALFA minkšta kulno pagalvėlė ypač tinka naudoti su „ALFA-Flex“ batais / pėdų laikikliais.

Ši kulno pagalvėlė papildomai fiksuoja pėdą ir apsaugo nuo įspaudimų arba juos sumažina. Pagalvėlės yra dviejų dydžių, jas galima bate įklijuoti ir individualiai iškarpyti.



### 1.3.2 „ALFA-Flex“ plokštelės padams

„ALFA-Flex“ plokštelės padams – galimas priedas abdukciniam pėdų įtvorui. Jas naudojant keičiama ortezų sistema. „ALFA-Flex“ plokštelės padams retais atvejais naudojamos prie „Sameda“ gaminamo abdukcinio pėdos įtvoro pritvirtinti individualiai pagamintus išorinius pėdos laikiklius.

Abdukcinio pėdos įtvoro naudojimas su pagal užsakymą pagamintu įtaisais neatitinka čia aprašyti ortopedinei sistemai. Dėl to prisiimame atsakomybę tik už mūsų pateiktus priedus, t. y. plokštelių padus.



## 2. Naudojimas

### 2.1 Ortezų uždėjimas

Kai iš gydytojo ar ortopedijos techniko gaunate įtvarą, jis sureguliuoja įtvaro kampus ir ilgį. Nieko nekeiskite šiuose nustatymuose, jie yra būtini terapiniu požiūriu!

1. **Būtinai** užmaukite vaikui kojines arba pėdkelnes. Atsekite visas bato sagtis.



2. Įstatykite pėdą į vidų, kulnas turi būti pačiame gale apačioje. Patikrinkite, ar užmautas naudodami apžiūros langelį.



3. Pirmiausia užveržkite vidurinį dirželį. Jis turi būti gerai priveržtas, nes laiko kulną tinkamoje padėtyje.



4. Iš viršaus patraukite už kojinių, kad išlygintumėte klostes. Tada laisvai užsekite likusi dirželį ir pakartokite veiksmus su antru batų.



5. Kad pritvirtintumėte įtvarą prie batų, įdėkite sąsagą į tarpelius pade ir stumkite įtvarą į kulno pusę, kol laikiklis užsifiksuoja.



## 2.2 Paraudimai ir įspaudimo vietos

Kūdiškių oda dar nėra pritaikyta avėti batus, t. y. ji labai jautri. Nors batai pagaminti iš minkštos medžiagos, kartais gali atsirasti įspaudimų ar pūslių.

Raudonos dėmės arba pūslės, ypač ant užpakalinės kulno dalies, paprastai rodo, kad batai buvo avimi nepakankamai tvirtai. Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad pėda tikrai tvirtai fiksuojama bate, nes dėl bate vykstančio slydimo dirgyn ir atgal labai greitai susidaro įspaudimai. Užtikrinkite, kad kulnas apačioje būtų priglundęs prie pado, suveržkite dirželį dar per vieną skylutę.. Niekada nenaudokite losjono ant raudonų odos dėmių Losjonas gali tik pabloginti.

Nesijaudinkite dėl odos paraudimo, kuris išnyksta trumpam nusiavus batą. **Tačiau jei paraudimas tampa stipresnis ir tamsesnis arba jei net susidaro pūslė, kuo greičiau kreipkitės į gydančią gydytoją.** Jis nuspręs, kaip reikia toliau elgtis. Ypatingu atveju dar kartą uždėdamas gipsas, paliekant pažeistą odos vietą atvirą, kad jis užgytų. Nes kylant rimtoms avėjimo problemoms, tai gali būti ankstyvas ligos atkryčio požymis.

## 2.3 Pėdų prakaitavimas ir drėgmė

Vaikams, kurių pėdos linkę gausiai prakaituoti, dėl neįprastai ilgo 23 valandų per dieną nešiojimo laiko batai gali būti nuolat drėgni. Jei naudojate batus su odiniu pamušalu, retais atvejais ant vidinės odos gali atsirasti ir pelėsiai, nes, siekiant išvengti alergijos, jis rauginamas tik naudojant augalines medžiagas. Todėl visada nepriklausomai nuo pamušalo medžiagos rekomenduojame:

- vėdinti batus du kartus per dieną po pusvalandį;
- jei pėdos labai prakaituoja, kelis kartus per dieną reikia keisti kojines.

## 2.4 Drabužiai

Pėdų įtvirai iš esmės turi būti dėvimi su kojineis arba pėdkelnėmis. Labai svarbu išvengti įspaudimų susidarymo. Patariama naudoti kojines su mažai siūlių vidinėje pusėje ir įsitikinti, kad medžiagoje nesusidaro raukšlės.

## 2.5 Įtvarų suregulavimas

„ECO-Brace Light“ abdukcinių pėdos įtvaras paprastai iš pradžių nustatomas 70° išorinės rotacijos (abdukcijos) kampu šleivai pėdai ir 40° kampu kitai pėdai. Dorsalinė ekstenzija, t. y. pėdos lenkimas į blauzdkaulį nustatyta 5° kampu dėl įtvairo konstrukcijos. Įtvairo ilgis turėtų būti šiek tiek platesnis už vaiko pečių plotį.

## 2.6 „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos ortezo valymas

Abdukcinį pėdos įtvarą galima lengvai nuvalyti vandeniu ir muilu. Dezinfekuoti neprivaloma. Jei vis dėlto naudotumėte dezinfekavimo purškiklį arba kitas agresyvias valymo priemones, medžiaga gali būti pažeista.

## 2.7 Žinomas nepageidaujamas poveikis ir kontraindikacijos naudojant „ECO-Brace Light“ indukcinį pėdos ortezą

Absoliuti kontraindikacija – nebaigtas gipso langetės dėvėjimas, ypač jei kulnas vis dar yra pakilęs. Tada pėda tinkamai neįsisitato į batą, o įtvare nustatyta dorsalinė ekstenzija negali atlikti savo paskirties (išvengti „arklio pėdos“ (pes equinus) atsinaujinimo).

Santykinės kontraindikacijos – daugybiniai gydomų vaikų sutrikimai. Juos iš anksto nustato atitinkamas gydančias gydytojas iš atitinkamo kompetencijos centro, skirto šleivos pėdos gydymui pagal Ponseti.

Galimas nepageidaujamas poveikis – pūslės arba paraudimas. Šiuo atveju tėvai turėtų kreiptis į atsakingą ortopedijos techniką.

Kitų nepageidaujamų poveikių nežinoma.



## 2.8 „ECO-Brace Light“ abdukcinių pėdos ortezo pritaikymas

Atitinkamą abdukcinių pėdos ortezą turi pritaikyti tik specialiai tam apmokytas asmuo – ortopedijos technikas arba ortopedinės avalynės siuvėjas.

## 2.9 Apmokymai arba specifinės gaminio naudotojo kvalifikacijos

Pritaikant „ECO-Brace Light“ abdukcinių pėdos ortezą, ortopedijos technikas ir (arba) ortopedinės avalynės siuvėjas bei gydantis gydytojas instruktuoja tėvus ir gydomus vaikus, kaip juo naudotis.

Ortopedijos technikas ir (arba) ortopedinės avalynės siuvėjas turėtų būti baigęs profesinį mokymą savo veiklos srityje. Ortopedijos technikas ir (arba) ortopedinės avalynės siuvėjas turėtų būti atidžiai perskaitęs „Sameda“ naudojimo instrukciją.

## 2.10 Naudojimo nutraukimas



Saugiai pašalinti gaminį gali tėvai arba ir pritaikantis ortopedijos technikas. Gaminį galima išmesti į buitines atliekas pagal vietines taisykles.

## 2.11 Pranešimas apie rimtus incidentus



Apie visus su gaminio naudojimu susijusius rimtus įvykius (incidentus) būtina pranešti gamintojui (žr. 3 skyrių) ir institucijai, atsakingai už medicinos prietaisų priežiūrą naudotojo gyvenamojoje vietoje.

## 3. Adresai

### 3.1 Gamintojas (pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys)

„Sameda GmbH“  
Am Petersberg 36  
29389 Bad Bodenteich

Tel.: +49 (0) 5824 98 555-0  
Faks.: +49 (0) 5824 98 555-20

El. paštas: [info@semeda.de](mailto:info@semeda.de)

Internetas: [www.semeda.de](http://www.semeda.de)

## 4. Veikimo duomenys

### 4.1 Techninės „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos ortezo specifikacijos

#### 4.1.1 Specifinės „ECO-Brace Light“ abdukcinio pėdos įtvaro savybės

Gaminio pavadinimas	„ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos įtvaras
Gaminio numeris	EC 0500 -002
Skirta naudoti su:	pėdų laikikliais: „ALFA-Flex“ batai / „Henry“ pėdų laikikliai „COMFOOT-Blue“ tvarstomi batai / pėdų laikikliai „COMFOOT-White“ tvarstomi batai / pėdų laikikliai
Naudojimas pagal paskirtį	Kaip ortezų sistema su pėdų laikikliais: „ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos ortezas naudojamas kūdikiams / labai mažiems vaikams ir vaikams su idiopatinės šleivos pėdos diagnoze pagal konservatyvų dr. Ponseti gydymo metodą.  Jis naudojamas gipsine langete atliktai pėdos korekcijai palaikyti. Jis padeda išvengti pasikartojimo (naujo pablogėjimo) ir neturi korekcinio poveikio.
Indikacija	Idiopatinės šleivos pėdos gydymui
Gydomasis veikimo principas	Pėdos tvirtinimas siekiant išvengti atsinaujinančios šleivos pėdos
Pacientų grupė	Kūdikiams / labai maži vaikai / vaikai nuo 0 iki 5 metų
Dydis / plotis	Įtvaro ilgis iki 30 cm
Spalva	Juoda / mėlyna
Medžiaga	Plastikas
<b>Charakteristikos</b>	
Abdukcijos kampo nustatymas	Diapazonas nuo 0 iki 80°
Dorsalinės ekstenzijos nustatymas	Nustatyta ties 5°
Sąsagos pritaikymui prie pėdos laikiklių	X
Įtvaro variantai	
---	---
<b>Papildomos priemonės / gaminio priedai</b>	
„ALFA-Flex“ plokštelės padams	X
Gaminio numeris	ET 0700-003

## 4.2 Techninės pėdos korekcinio įtaiso specifikacijos

### 4.2.1 Specifinės pėdos korekcinio įtaiso „ALFA-Flex“ savybės

Gaminio pavadinimas:	„ALFA-Flex“ batai / „Henry“ pėdų laikikliai
Gaminio numeris	AL 1411-dydis-puslapis
Skirta naudoti su:	„ECO Brace“ abdukcinis pėdos įtvaras
Naudojimas pagal paskirtį	<p>Kaip ortezų sistema su abdukciniu pėdų įtvaru: „Abdukcinis pėdos ortezas naudojamas kūdikiams / labai mažiems vaikams ir vaikams su idiopatinės šleivos pėdos diagnoze pagal konservatyvų dr. Ponseti gydymo metoda.</p> <p>Jis naudojamas gipsine langete atliktai pėdos korekcijai palaikyti. Jis padeda išvengti pasikartojimo (naujo pablogėjimo) ir neturi korekcinio poveikio.</p>
Indikacija	Idiopatinės šleivos pėdos gydymui
Gydomasis veikimo principas	Pėdos tvirtinimas siekiant išvengti atsinaujinančios šleivos pėdos
Pacientų grupė	Kūdikiams / labai maži vaikai / vaikai nuo 0 iki 5 metų
Dydis	070-210 (pėdos ilgis, mm)
Spalva	mėlyna
Medžiaga	Oda +tekstilė
<b>Charakteristikos</b>	
Sąsagą prie įtvaro	X
Spygliuotas dirželis	--
Kibios (velcro) juostelės	3
<b>Gaminio priedai</b>	
Kulno pagalvėlė „ALFA-Soft 1“ : maža, 70–100 batų dydžiams, gaminio Nr.: AL 1700-001	X
Kulno pagalvėlė „ALFA-Soft 2“: batų dydžiams nuo 110, prekės Nr.: AL 1700-002	X

#### 4.2.2 Specifinės COMFOOT tvarstomų batų / pėdos korekcinųjų įtaisų savybės

Gaminio pavadinimas:	„COMFOOT-White“ tvarstomi batai / pėdų laikikliai	„COMFOOT-Blue“ tvarstomi batai / pėdų laikikliai
Gaminio numeris	CW 1833-dydis-puslapis	CB 1811-dydis-puslapis
Skirta naudoti su:	„ECO-Brace Light“ abdukciniškas pėdos įtvaras	
Naudojimas pagal paskirtį	<p>Kaip ortezų sistema su abdukciniu pėdų įtvaru: „Abdukciniškas pėdos ortezas naudojamas kūdikiams / labai mažiems vaikams ir vaikams su idiopatinės šleivos pėdos diagnoze pagal konservatyvų dr. Ponseti gydymo metodą.</p> <p>Jis naudojamas gipsine langete atliktai pėdos korekcijai palaikyti. Jis padeda išvengti pasikartojimo (naujo pablogėjimo) ir neturi korekcinio poveikio.</p>	
Indikacija	Idiopatinės šleivos pėdos gydymui	
Gydomasis veikimo principas	Pėdos tvirtinimas siekiant išvengti atsinaujinančios šleivos pėdos	
Pacientų grupė	Kūdikiai / labai maži vaikai / vaikai nuo 0 iki 5 metų	
Dydis	070-180 (pėdos ilgis, mm)	070-180 (pėdos ilgis, mm)
Spalva	balta	mėlyna
Medžiaga	Oda, neoprenas ir elastomeriniai verpalai	Oda, neoprenas ir elastomeriniai verpalai
<b>Charakteristikos</b>		
Sąsaga prie įtvaro	X	X
Spygliuotas dirželis	3	1
Kibios (velcro) juostelės	--	2
Gaminio priedai	-	

### 4.3 Simbolių ir atpažinimo spalvų nustatymas

Šie simboliai naudojami naudojimo instrukcijose ir ant gaminio:



**DĖMESIO:** šiuo simboliu žymimi naudojimo instrukcijoje esantys įspėjamieji nurodymai ir atsargumo priemonės.



**LAIKYKITĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** šis simbolis nurodo, kad naudotojas būtinai turi susipažinti su naudojimo instrukcija.



**GAMINIO NUMERIS:** nurodo gamintojo gaminio numerį, kad būtų galima identifikuoti medicinos prietaisą.



**PARTIJOS NUMERIS:** nurodo gamintojo partijos numerį, kad būtų galima identifikuoti atskirą medicinos prietaisą.



**PAGAMINIMO DATA:** nurodo medicinos prietaiso pagaminimo datą.



**MEDICINOS PRIEMONĖ:** simbolis nurodo, kad gaminys yra medicinos priemonė.



**GAMINTOJAS:** nurodo medicinos priemonės gamintoją pagal ES medicinos priemonių reglamentą (2017/745 (MPR)).

## 5. Surinkimo instrukcijos (tik ortopedijos technikams)

### 5.1 „ECO-Brace Light“ apibdukcinio pėdos ortezo surinkimo instrukcija

#### „ECO-Brace Light“ MONTAVIMO INSTRUKCIJA ortopedams technikams



Abdukcinis pėdos įvaras skirtas tolesniam idiopatinės šleivapėdystės gydymui pagal Ponseti gydymo metodiką. Rekomenduojama gydymo trukmė: nuo paskutiniojo gipso nuėmimo momento iki 4-ųjų / 5-ųjų vaiko gyvenimo metų.



#### **Pakuotės turinys:**

„ALFA-Flex“ arba „COMFOOT-Blue“ batai / pėdos laikikliai, šešiakampis raktas 4/5 mm, „Torx“ raktas TX10/20

„ECO-Brace Light“ abdukcinis pėdos laikiklis

#### **Svarbi informacija:**

Įvaras: naudojamas maks. 5 metų gydymo trukmei. Bendra naudojimo trukmė: 8 metai.

Batai: naudojimo trukmė – 8 metai

Pagamintojo metus nurodo pirmieji du serijos numerio skaitmenys.

Laikymo sąlygos: saugant nuo šaltio, šviesos, esant vėdinamam oro drėgnumui. Valymas: valykite tik drėgna šluoste, nenaudokite agresyvių valymo priemonių.



#### **Įvairo įlaidos nustatymas:**

- galimas nustatomas ilgis – 200–280 mm
- Atsukite 2 varžtus įvairo viršutinėje ir apatinėje dalyje prie skersinio („Torx“ raktas TX20)
- Įvairo ilgis turi būti bent (!) vaiko pečių pločio
- Tvirtai priveržkite savaime užsifiksuojantį varžtą.



#### **Abdukcijos kampo nustatymas:**

- Varžtą įvairo galinėje pusėje atsukite per ketvirtį pasukimo (naudodami šešiakampį raktą 4 mm).
- Mėlyną bato šėmos plokštelę atlapais sukite į šorsę ir pasiekus atitinkamą laipsnių skaičių (matomas peržiūros langelyje) užfiksukite (Ponseti rekomenduoja 70° esant šleivai pėdai, 40° – sveikai pėdai).
- Tvirtai priveržkite savaime užsifiksuojantį varžtą.

#### **Bato ir įvairo suveržimas:**

- Pėda įstatykite į batą taip, kad kulnas remtųsi ir pilnai priglustų, galite patikrinti per kulno langelį
- Užsėkite ir tvirtai priveržkite tik vidurini dirželį (jis kulną laiko teisingoje padėtyje), kiti dirželiai gali likti laisvesni.
- Bata iš viršaus užsėkite ant užsegimo ir įvairo pastumkite atgal kulno kryptimi, kol užsifiksuos varžtas. Norėdami atsukti įvairo varžtus, įvairo pastumkite iki atramos link pirštų galų ir pakelkite.

**Batai netinkami bėgti! Pavojus paslysti!**



**semēda**<sup>®</sup>

ORTHOPAEDIC PRODUCTS

*... step by step forward*

„Sameda“ „ECO-Brace Light“ abdukcinių pėdos ortezo atitiktį patvirtina CE ženklas. Aktualios ES atitikties deklaracijos versijos bet kuriuo metu galite paprašyti iš „Sameda“. Ortopedijos technikai atitikties deklaraciją gali atsisiųsti iš internetinės parduotuvės. Ortopedijos specialistams yra prieinama atitikties deklaracija parsisiųsti iš [www.semēda.de](http://www.semēda.de) skiltyje [english/download/technicians](http://www.semēda.de/english/download/technicians).





SEMEDA GmbH

Am Petersberg 36  
D-29389 Bad Bodenteich  
Deutschland/Germany

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0  
Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

Mail: [info@sameda.de](mailto:info@sameda.de)  
Web: [www.sameda.de](http://www.sameda.de)