

Seit über 20 Jahren weltweit bewährt

Das volle Programm

ALFA-Flex® Brace BETA-Flex® Brace COMFOOT®-Schuhe Lederschuhe, Zubehör ...

Schulungskompetenz

Videos zur Methode Klumpfuß-Lexikon Übungsmaterialien für praktische Kurse

Mehr auf Seite 21

Neu: App für Eltern Tragezeiten digital im Blick mit der neuen Semeda App

Mehr auf Seite 22

Inhaltsverzeichnis

SCHIENEN

S 4	Fι	Babduktionsschiene ALFA-	Flex® Brace
O. 1			TICK DIGCC

- S. 6Fußabduktionsschiene ALFA-Flex® XL
- S. 8Fußabduktionsschiene BETA-Flex® Brace
- S. 10Zubehör Schienen

SCHUHE

- S. 12.....Fußhalterungen COMFOOT® Schuhe
- S. 13.....Semeda Mittelriemenpolster
- S. 14Fußhalterungen COMFOOT®-Blue,
- S. 15.....Fußhalterungen COMFOOT®-White
- S. 16.....Fußhalterungen ALFA-Flex® Schuh Henry

ZUBEHÖR UND EXTRAS

- S. 18.....Extras für Produkte
- S. 19.....Fersenpolster ALFA-Soft
- S. 20 Socken
- S. 22.....Elterninfos und Tragezeiten-App
- S. 23.....Bestellmöglichkeiten



Fußabduktionsschiene / ALFA-Flex® Brace





Design

farbiges, kindgerechtes Design

Klicksystem

einfache Verbindung von Schiene und Fußhalterung Artikel-Nr.: 0700-000

Hilfsmittelpositionsnummer 23.03.02.1001



Kugelgelenk

beweglich in zwei Richtungen im therapeutischen Bereich

Abduktionswinkel zwischen 0° und 80° einstellbar



Dorsalextension

zwischen 0° und 20° einstellbar

Schienenbreite

stufenlos verstellbare Schienenlänge von 17,5 bis 30 cm Breite: Schiene wächst mit über die gesamte Therapiedauer

Fußabduktionsschiene / ALFA-Flex® Brace XL



Speziell für größere Kinder entwickelt

Mit der ALFA-Flex XL Fußabduktionsschiene kann die Schienenbreite auf bis zu 37 cm erweitert werden.

ALFA-Flex® Brace XL

Als komplettes System ist die ALFA-Flex XL als vollständige Fußabduktionschiene erhältlich (ab Schuhgröße 150 bei Erstversorgung).



Schienenpolster für die Standard-Größe

Je nachdem wie lebhaft ein Kind ist, kann es dazu kommen, dass sich Kind oder Eltern an der Schiene stoßen.

Wenn das Kind beginnt, mit der Schiene zu krabbeln oder aufzustehen, besteht die Möglichkeit, dass Möbel oder Fußboden beschädigt werden. Hiergegen hilft das Abpolstern der Schiene mit dem speziellen ALFA-Flex Polster. Das Schienenpolster ist aus abwaschbarem Neopren und lässt sich durch den praktischen Klettverschluss auch anbringen, während das Kind die Schiene trägt. Geeignet für die Standard-Größe der ALFA-Flex, nicht für die XL-Variante.

Artikel-Nr.: AL 0700-001

Fußabduktionsschiene / BETA-Flex® Brace



Infos von Experten und Eltern zur beweglicher Schiene unter www.semeda.de im Bereich Produkte/Betaflex

Patentiert und einzigartig

Zwei rückfedernde Gelenke bieten dem Kind erstmals die Möglichkeit, während der Schienenbehandlung natürlicher zu strampeln und zu krabbeln. Durch eine Rückstellkraft werden die Füßchen immer wieder in die gewünschte therapeutische Position zurückgeführt.

EU-Patent Nr. 2 904 993

Hilfsmittelpositionsnummer: 23.03.02.1004

Fußabduktionsschiene / BETA-Flex® Brace

BETA-Flex® Brace



Ein neues Design-Konzept erleichtert den Austausch der Schienenstege.





Mehr Infos zu unserer BETA-Flex Brace finden Sie online auf unserer Webseite in der Video-Sektion.



Altersgerechte Rückstellkraft

Die Rückstellkraft der beweglichen Gelenke der BETA-Flex lässt sich durch zwei verschiedene Federstärken an das Alter des Kindes anpassen. Mit einem einfachen Arretierstift kann die BETA-Flex Schiene in ein starres Schienensystem zurückverwandelt werden.



Winkel nach **Ponseti**

Bei der BETA-Flex lässt sich der Abduktionswinkel zwischen 0° und 70° einstellen, die Dorsalextension ist im therapeutischen Bereich bei 5° fixiert.



Semeda Mini Steg -**BETA-Flex®** Zubehör

BFTA-Flex Mini - nur 18 cm lang und um 40 Gramm leichter als die Standard-Größe: Auf Wunsch ist für die Schiene ein besonders kleines und leichtes Mittelstück erhältlich. Wächst das Kind, wird das Mittelstück einfach gegen das längenverstellbare Standard-Modul ausgetauscht.

Artikel-Nr.: AB 2800-000



BETA-Flex® Schutzpolster

Mit dem BETA-Flex Schienenpolster aus abwaschbarem Neopren lässt sich die Schiene schnell und effektiv abpolstern. Das schützt Eltern, Kind, Möbel und Boden. Angebracht wird das Schienenpolster mühelos mit einem praktischen Klettverschluss.

Artikel-Nr.: BE 0600-001

Eltern über die BETA-Flex®



Herr C., Plauen

"Diese Beweglichkeit ist schon super. Es war eigentlich die erste Nacht schon besser. Schienenkämpfe haben wir absolut keine mehr - keine Druckstellen. keine Schmerzen mehr. bestens, glückliches Kind."

Frau H., Hamburg

"Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken, dafür dass Sie unserem Sohn die BETA-Flex Schiene zur Verfügung gestellt haben. Mit der BETA-Flex Schiene hatten wir keinerlei Probleme oder Auffälligkeiten, er hat sie sofort akzeptiert.

Diese Schiene ist wirklich ein Fortschritt. Wir sind sehr davon begeistert."



Fußhalterungen / COMFOOT®-Schuhe





Gibt es einen Schuh, der sich elastisch an den empfindlichen Babyfuß anschmiegt und ihm gleichzeitig optimalen Halt verleiht?

Unsere Antwort darauf ist der COMFOOT-Bandagenschuh. Das innovative Schuh-Konzept wurde gemeinsam mit Fachärzten und Technikern entwickelt. Es kombiniert ein speziell geformtes hygienisches Schaft- und Vorfuß-Chassis mit einem elastischen Bandagenmaterial. Das Ergebnis ist eine noch bessere Passform, die sich individuell an den Kinderfuß anpasst. Erhältlich ist der Bandagenschuh

in zwei verschiedenen Modellreihen, wahlweise als COMFOOT-Blue oder als COMFOOT-White Schuh. Beide Modelle besitzen eine Einlegesohle mit hygienischen Eigenschaften.

Alle Modelle passen auf die ALFA-Flex und die BETA-Flex Schiene.

Hinweis: Es handelt sich nicht um "echte" orthopädische Schuhe, d.h. sie sind nicht zum Laufen geeignet, da sie eine starre, glatte Sohle haben. Die Schuhe sind lediglich eine Halterung für den Fuß, um ihn an der Schiene zu fixieren. Alleine, ohne die Schiene, haben die Schuhe keinen medizinischen Nutzen.

Vorzüge der COMFOOT®-Schuhe im Überblick

Anschmiegsam



Elastisches Bandagenmaterial für bessere Passform und hohe Formbeständigkeit.

Festigkeit



Ein ergonomisch geformtes und hygienisches Schaft- und Vorfuß-Chassis aus Gummi gibt dem Kinderfuß besten Halt.

Anpassung



Mehr-Weiten-Konzept, passend für schmale, normale und etwas breitere Füße. Austauschbare Riemenpolster (hellblau, rosa).

Sicherheit



Extra großes Fersenfenster zur Sichtkontrolle der Fußposition.

Praktisch



Weiter Einstieg für einfache Handhabung.


Klick



Die Schuhe lassen sich durch den praktischen Klick-Verschluss mit einem Handgriff mit der Schiene verbinden.

ExtraSemeda Mittelriemenpolster aus Silikon

Ergonomisch geformte Mittelriemenpolster aus Silikon garantieren eine optimale Druckverteilung auf den Fuß. Erhältlich in drei Größen. Jedem Comfoot-Modell bis zur Größe 140 liegt automatisch kostenfrei ein passendes Semeda Mittelriemenpolster bei.



Schuhgröße 70 - 80	Schuhgröße 90 - 110	Schuhgröße 120 - 140
Artikel-Nr.: MP-2202-002	Artikel-Nr.: MP-2202-001	Artikel-Nr.: MP-2201-001

Fußhalterungen / COMFOOT-Blue®

COMFOOT-Blue®

Das Bandagenmaterial schmiegt sich hervorragend an und gibt selbst kleinen Füßen ausgezeichneten Halt. Durch Klettverschlüsse sind die Schuhe schnell anzulegen.

○ 1 Dornriemen, 2 Klettverschlüsse Weicher Schuhschaft aus Bandagenmaterial

 Das Bandagenmaterial schmiegt sich hervorragend an und gibt selbst kleinen Füßen ausgezeichnet Halt.

Ourch eine hygienische Einlegesohle auch für Füßchen geeignet, die stark schwitzen.

 Einlegesohle mit Seitenflügeln, die auch schmale Füße gut fassen. Seitenflügel beschneidbar für breite Füße.

COMFOOT-Blue[®]

Artikel-Nr.: CB 1811 + Größe + Seite

Farbe: Blau

Größe: 070-180 (Fußlänge in mm) Schuhgrößen erhältlich in 10-mm-Schritten.



Fußhalterungen / COMFOOT-White®



COMFOOT-White[®]

Artikel-Nr.: CB 1833 + Größe + Seite

COMFOOT-White®

Das Bandagenmaterial schmiegt sich hervorragend an und gibt selbst kleinen Füßen ausgezeichneten Halt. Durch Dornriemen nur schwer von den Kindern selbst zu öffnen.

Farbe: Weiß

Größe: 070-180 (Fußlänge in mm) Schuhgrößen erhältlich in 10-mm-Schritten.

- 3 Dornriemen, dadurch auch von älteren Kindern nicht leicht zu öffnen.
- O Das Bandagenmaterial schmiegt sich hervorragend an und gibt selbst kleinen Füßen ausgezeichnet Halt.
- Ourch eine hygienische Einlegesohle auch für Füßchen geeignet, die stark schwitzen.
- Einlegesohle mit Seitenflügeln, die auch schmale Füße gut fassen. Seitenflügel beschneidbar für breite Füße.

Fußhalterung / ALFA-Flex® Schuh Henry aus Leder

Die Aufgabe der Semeda ALFA-Flex Schuhe Henry ist es, die empfindlichen Kinderfüßchen in der von der Schiene vorgegebenen Position zu halten. Zuverlässig und fest – und doch so schonend wie möglich. Zudem müssen sie sich Tag für Tag in der Praxis bewähren. Deshalb haben wir die Schuhe gemeinsam mit Ärzten und Orthopädietechnikern entwickelt. Selbstverständlich sind alle Schuhe schadstoffgeprüft und biokompatibel.

Das Modell Henry eignet sich für die ALFA-Flex und die BETA-Flex Schiene.

Hinweis: Es handelt sich nicht um "echte" orthopädische Schuhe, d.h. sie sind nicht zum Laufen gedacht, da sie eine starre, glatte Sohle haben. Die Schuhe fungieren lediglich als Halterung für die Füße. Ohne die Schiene haben die Schuhe keinen medizinischen Nutzen, da Schuhe und Schiene zusammen arbeiten.

Vorzüge der ALFA-Flex® Schuhe Henry aus Leder

Qualität



Die Schuhe werden ausschließlich aus besonders weichem Kalbsleder gefertigt.

Polsterung



Der komfortable elastische Polsterschaum sorgt für Druckentlastung.

Festigkeit



Die Fersenkontur und ein spezieller Fersenverschluss geben dem Fuß Halt.

Sicherheit



Die korrekte Position des Fußes im Schuh lässt sich durch ein Fersenfenster kontrollieren.

Compliance



Eine weite Öffnung mit Einstiegslasche macht das Anziehen der Schuhe besonders einfach.

Klick



Die Schuhe lassen sich durch den praktischen Klick-Verschluss mit einem Handgriff mit der Schiene verbinden.

Lederschuh / Henry

Henry





Henry

Strampelaktiven Kindern, die gerne aus den Schuhen schlüpfen, geben die stärkere Fersenkontur und die laterale Verlängerung zusätzlichen Halt.

Farbe: Blau

Größe: 070-210 (Fußlänge in mm) Schuhgrößen erhältlich in 10-mm-Schritten.

- 1 Dornriemen, 2 Klettverschlüsse zum schnellen und unkomplizierten Öffnen
- O Festere Innenkappe
- O Stärkere Fersenkontur
- O Lateral verlängert

Artikel-Nr.: AL 1411 + Größe + Seite



Fersenpolster ALFA-Soft

Innovatives Fersenpolster für eine optimierte Fixierung bei "Schlupf-Fersen", hochaktiven Kindern und besonders sensibler Babyhaut.

Für den optimalen Verlauf einer Ponseti-Therapie ist die exakte Fixierung des redressierten Kinderfußes in der Fußhalterung besonders wichtig. In der Praxis können verschiedene Umstände eine optimale therapeutische Fixierung erschweren. Dazu zählen außergewöhnlich sensible Babyhaut (z.B. Hautrötungen), "Schlupf-Fersen" und hochaktive "Strampelkinder".

Die Antwort ist das Semeda **ALFA-Soft Fersenpolster**: Es lässt sich schnell und unkompliziert in den Schuh einkleben, ist individuell zuschneidbar, gibt dem Fuß zusätzlichen Halt und verhindert bzw. entlastet Druckstellen.

Vorzüge der Fersenpolster im Überblick:



Optimierter Halt



Anatomischtherapeutische Form



Kein Druck auf die Achillessehne



Individuell zuschneidbar



Besonders hautfreundlich



Zwei Größen



Fersenpolster 1

Größe: Klein, für Schuhgrößen 70 - 100

Artikel-Nr.: AL 1700-001

Fersenpolster 2

Größe: Groß, für Schuhgrößen ab 110

Artikel-Nr.: AL 1700-002

Socken von



Mit den besten Empfehlungen von Semeda. Um die empfindliche Kinderhaut beim Tragen der Nachtlagerungsschiene zu schonen, kommt den Socken eine besondere Bedeutung zu. Spezielle Strümpfe der Firma Naturapura haben sich in der Praxis bewährt und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus.



Vorzüge der Socken im Überblick:

Tragekomfort



Mit nahezu nahtlosen Strümpfen sinkt die Gefahr von Druckstellen.

Materialdicke



Als dünne Socke und als Thermosocke erhältlich.

Gute Passform



Natürlich & hautfreundlich



Damit sich im Schuh keine Falten bilden, sind eine gute Passform und Elastizität wichtig.

Die Socken bestehen zu 98 % aus biologisch angebauter, ungebleichter und ungefärbter Baumwolle, plus 2 % Elasthan.

Alter	0/3 Monate	3/6 Monate	6/12 Monate	12/24 Monate
Fußlänge	70/80	80/90	100/110	120-140
EU Größe	14	15/16	17/18	19/20
Socken dünn Artikelnummer	NP 2055-001	NP 2055-002	NP 2055-003	NP 2055-004
Thermosocken dick Artikelnummer	NP 2066-001	NP 2066-002	NP 2066-003	NP 2066-004

C.A.T.S. & Videos

C.A.T.S. - Übung macht den Meister!

Mit dem anatomischen Cast Application Training Set (C.A.T.S.) von Semeda lassen sich die Redression des Klumpfußes und das anschließende Gipsen in der Praxis demonstrieren und üben. Das Set besteht aus zwei

anatomisch geformten Kinderbeinchen aus Polyethylen, eines mit unkorrigiertem und eines mit teilkorrigiertem Klumpfuß. Ideal für Workshops, als Anschauungsobjekt und zur praktischen Vertiefung der Methode.

Vorzüge von C.A.T.S. im Überblick:

Praktisches, anatomisches Übungsund Demonstrationsobjekt Jeder Teilnehmer kann ein korrekt gegipstes Beinchen mit nach Hause nehmen











Workshop-Bundle

5 Stück Fuß 1 5 Stück Fuß 2 1 Stück Halterung

Artikel-Nr.: CA 1600-000

Videos - Methode, Produkte, Hintergrundwissen

Auf unserer Webseite und unserem YouTube-Kanal finden Sie viele Videos rund um die Ponseti-Methode, von der Redression am Knochenmodell bis zur Gips- und Schienenbehandlung. Dazu kommt hilfreiches Hintergrundwissen zu Produkten sowie Erfahrungsberichte aus der Praxis. Schauen Sie unbedingt vorbei! Sie finden die Beiträge auf unstere Webseite www.semeda.de unter der Rubrik Service/Videos.



Hier geht's direkt zu unserem YouTube-Kanal Den Durchblick behalten -Tragezeiten per App oder Kalender notieren

Schienenkalender: Um sich an den Tragerhythmus zu gewöhnen und den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, die tägliche Tragezeit stundengenau in einem Kalender festzuhalten. Sie können dazu entweder die Tragezeiten-App von Semeda oder einen Ausdruck des A4-Kalenderblattes nutzen.

App und Eltern-Informationen



App

Kalender downloaden



App für Android Play Store



App für iOS App Store







Elterninformation

Für maximale Compliance: Elterninformationen in vielen Sprachen!

Ist der Klumpfuß erfolgreich nach Ponseti therapiert, kommt es entscheidend auf die Mitarbeit der Eltern an. Denn nur durch eine konsequent nach dem Therapieschema durchgeführte Schienenbehandlung lässt sich das Risiko eines Rezidivs minimieren. Für eine maximale Compliance hat Semeda die wichtigsten Tipps und Informationen rund um die Schienenbehandlung für die betroffenen Eltern zusammengestellt.

Bei Bedarf schicken wir Ihnen sehr gerne bei Ihrer nächsten Bestellung eine Reihe von Elterninformationen zu. Sie sind in rund zwanzig verschiedenen Sprachen erhältlich.

Einfach online bestellen

Willkommen

im Semeda Händlershop unter

www.semeda-shop.de.

Als Arzt oder Orthopädietechniker können Sie unsere Produkte einfach und bequem in unserem Online-Shop bestellen. Die Registrierung ist ganz einfach: Beantragen Sie auf der Webseite Ihren persönlichen Zugang - und wir schalten Sie gerne frei.



Ihre Vorteile Das bietet Ihnen unser Online-Shop

- Schneller Überblick über alle Produkte
- Ihre persönlichen Lieferkonditionen nach dem Login
- Bestellung rund um die Uhr 24/7
- Zugriff auf Ihre Bestellhistorie

So geht's - holen Sie sich Ihr persönliches Passwort!

- Schicken Sie einfach eine E-Mail mit "Shop" in der Betreffzeile an it@semeda.de.
- 2) Sie erhalten von uns eine Antwort-E-Mail mit Ihrem persönlichen Passwort.
- Anschließend können Sie sich mit Ihrer
 E-Mail-Adresse und dem Passwort unter
 www.semeda-shop.de einloggen und loslegen.

Offen für alle Bestellwege

Natürlich können Sie sehr gerne auch weiterhin per Fax, Telefon oder E-Mail bei uns bestellen.

Bestellung per Telefon: +49-(0)5824 98 555-10

Bestellung per Fax* +49-(0)5824 98 555-20

Bestellung per E-Mail order@semeda.de

*Fax-Bestellformular online erhältlich unter www.semeda.de in der Rubrik Service/Techniker.



Semeda GmbH

Am Petersberg 36 D-29389 Bad Bodenteich Deutschland/Germany

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0 Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

> Mail: info@semeda.de Web: www.semeda.de

